

Pileseptin Gel

SVENSKA/DANSK/NORSK

Gel för inre hemorroider/Gel för inre hæmorojder/Gel for indre hemorroider
Medicinteknisk produkt/Medicinsk udstyr/Medisinsk utstyr

En tub innehållande 50 ml gel för topikal applikation/En tub indeholdende 50 ml gel til topisk applikation/
En tube inneholdende 50 ml gel for topikal påførelse.

INNEHÅLL: Glycerol, Vatten, Pilecyanidin-i (extrakt av VitisVinifera och VacciniumMacrocarpon),LinumUsitatissimum-olja, eterisk pepparmyntsolja.

INDHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-i (ekstrakt af Vitis vinifera og Vaccinium macrocarpon), Linum usitatissimum olie, æterisk Mentha Piperita olie.

INNHold: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-i (ekstrakt av Vitis Vinifera og Vaccinium Macrocarpon), Linum Usitatissimum-olje, eterisk Mentha Piperita-olje.

VERKNINGSMEKANISM: PILESEPTIN Gel för invärtes bruk är en viskös, osmotiskt aktiv hypertont lösning. När gelen appliceras på hemorroiderna bildar den en film som mekaniskt drar till sig hypoton vätska som finns under hemorroiderna. Detta starka utflöde av vätska från vävnaden hjälper till att förminska ödemet och därmed storleken på hemorroiderna. Vätskeutflödet renar hemorroiderna föroreningsare och håller området rent och hydrerat, vilket leder till en minskning av smärta, irritation, klåda och brännande känsla. Förminskningen av hemorroidernas storlek och en ren omgivning möjliggör en tillbakagång av hemorroiderna.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Gel för inre användelse är en viskos, osmotisk aktiv hypertontisk lösning. När den användes på hæmoroiderne dannes produktet en film over hæmoroiderne og tiltrækker mekanisk hypertontisk væske til stede under den berørte område. Denne stærke udstømning af væske fra vævet hjælper med at reducere ødem og dermed størrelsen af hæmoroiderne. Udstømningen af væske renser området med hæmoroider fri for forurenende stoffer og holder overfladen vedvarende hydreret, som fører til at reducere smerte, irritation, kløe og brændende fornemmelse. Reduktion i størrelsen af hæmoroiderne og et rent miljø letter tilbagegang af hæmoroiderne.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Gel for intern påførelse er en viskøs, osmotisk aktiv hypertont opløsning. Når den bruges på hemoroiderne dannes produktet en film som mekanisk tiltrækker seg en hypotonisk væske tilsted under det skadede området. Denne sterke udstømningen av væske fra vevet bidrar til å redusere ødemet og dermed størrelsen på hemoroiderne. Væskeutstrømningen renser hemoroiderne for forurenninger og holder hemoroiderne ren og hydrert som følger reduserer smerte, irritasjon, kløe og brennende følelse. Reduksjon i størrelsen på hemoroiderne og et rent miljø fremmer en regresjon av hemoroiderne.

ANVISINGAR: Endast för topikalt bruk, på inre hemorroider. Tvätta händerna och lägg dig på en säng. Ta bort toppen på tuben och tryck ut några droppar gel på ett rent och torr finger. För försiktig i fingertoppen i ändtarmen och applicera gelen på hemorroiderna. Upprepa efter 2-3 minuter. Torka av ytan med en bit papper. Rekommenderad dosering: 3-4 gånger dagligen.

ANVENDELSE: Kun til topikal brug, på inre hæmoroider. Vask dine hænder og læg dig ned på en seng. Fjern tubens spids og tryk nogle dråber gel ud på en ren og tør finger. Indsæt forsigtigt fingerspidsen i rektum og påfør gelen på hæmoroiderne. Gentag efter 2-3 minutter. Tørre overfladen med et stykke papir. Anbefalt dosering: 3-4 gange dagligt.

BRUKSANVISING: Bare til topikal bruk på indre hemorroider. Vask hendene dine og legg deg på en seng. Fjern tuppen av tuben og trykk ut noen dråper gel på en ren og tørr finger. Sett forsiktig inn fingertoppen i rektum og applikere gelen på hemoroiderne. Gjenta prosedyren etter 2-3 minutter. Tørk av overflaten med et stykke papir. Anbefalt dose: 3-4 gange daglig. prosedyren 3 til 4 gange daglig.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan och efter användning. Produkten är enbart för topikalt bruk på inre hemorroider. Den skall inte sväljas. Använd inte PILESEPTIN Gel om du är känslig eller allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i produkten, särskilt om du har en känd känslighet mot pepparmyntsolja. Följ den rekommenderade doseringen. Uppsök läkare om du inte märker någon förbättring inom 7-10 dagar. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara vid rumstemperatur, ej i frys eller kyl. Använd inte produkten om tuben är skadad, eller efter utgångsdatum.

ADVANSER OCH FÖRSIKTIGHEDSREGLER: Vask dine hænder med sæbe og varmt vand før og efter brug. Produktet er kun til topikal brug, på inre hæmoroider. Den bør ikke sluges. Brug ikke PILESEPTIN Gel, hvis du er allergisk over någon av inholdsstoffene som ingår i dette produkt, især hvis du har en kendt følsomhed over for pebermynteolie. Følg den anbefalede dosering. Søg læge, hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7-10 dage. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke nedfrys eller nedkøles. Brug ikke produktet hvis tuben er beskadiget, eller efter udløbsdatoen.

FÖRHÖLDSREGLER: Vask hendene med såpe og varmt vann før og etter bruk. Produktet er bare til topikal bruk på indre hemorroider. Det skal ikke svelges. Bruk ikke PILESEPTIN Gelsersom du er sensitiv eller allergisk mot noen av ingrediensene som brukes til å forberede dette produktet, spesielt dersom du har en kjent følsomhet for pepparmynteolje. Følg anbefalt dosering. Kontakt lege dersom du ikke ser noen forbedringer innenfor 7 til 10 dager. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagre ved romtemperatur, ikke frys eller kjøøl ned. Bruk ikke produktet dersomtuben er skadet, eller etter utløpsdatoen.

BIVERKNINGAR: PILESEPTIN Gel har inga kända biverkningar och är inte farligt att svälja. I vissa fall kan en liten lokal irritation uppkomma men den försvinner inom några minuter. PILESEPTIN Gel kan användas hos barn över 3 år om en vuxen applicerar produkten. Säkerheten vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning hos gravida eller ammande kvinnor.

BIVERKNINGER: PILESEPTIN Gel har ingen kendte biverkninger og er ikke farligt at sluge. I nogle tilfælde kan der observeres en lilleirritation, som forsvinder efter et par minutter. PILESEPTIN Gel kan anvendes til børn over 3 år, hvis produktet påføres af en voksen. Sikkerheden ved brug hos gravide eller ammende er ikke blevet fastslået. I mangel af tilstrækkelige data anbefales det ikke at bruge dette produkt under graviditet eller amning.

BIVERKNINGER: PILESEPTIN Gel har ingen kjente biverkninger og er ikke farlig ved svelging. I enkelte tilfeller kan en liten lokal irritasjon observeres men den vil forsvinne etter noen få minutter. PILESEPTIN Gel kan brukes til barn over 3 år hvis den påføres av en voksen. Bruksikkerhet ved graviditet eller amning har ikke blitt etablert. I mangel av tilstrekkelige data anbefales det ikke å bruke produktet under graviditet eller amning.

TILLVERKARE/TILVIRKER/TILVERKER

VITROBIO SAS

ZAC de Lavaur

63500 ISSOIRE

France/Frankrike/Frankrig/Frankrike

MADE in FRANCE



DISTRIBUTÖR/DISTRIBUTÖR/DISTRIBUTÖR

DRUGSSON AB

Virdings Allé 32B

SE-75450 UPPSALA - SVERIGE

info@doublebp.com



VACN0281 PIV-0118