

Pileseptin Spray

SVENSKA/DANSK/NORSK

Spray mot utvärtes hemorroider/Spray mot utvendige h emorider/Spray for utvendige hemoroider

Medicinteknisk produkt/Medicinsk udstyr/Medisinsk utstyr

30 ml aluminiumbeh  llare med sprutmunstycke/30 ml aluminium beholder med spr  tte/30 ml aluminiumsbeholder med spr  tte

INNEH  LL: Glycerol, Vatten, Pilecyanidin-e (ekstrakt av Vitis Vinifera och Vaccinium Macrocarpon), eterisk pepparmyntsolja.

INDHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-e (ekstrakt af Vitis vinifera og Vaccinium macrocarpon),  eterisk pebermynteolje.

INNHold: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-e (ekstrakt av Vitis Vinifera og Vaccinium Macrocarpon), eterisk Mentha Piperita-olje.

VERKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Spray  r en visk s, osmotiskt aktiv hyperton l sning. N r den appliceras p  hemorroiderna bildar produkten en film som mekaniskt drar till sig v tska som finns under eller omkring hemorroiderna. Detta starka utfl de av v tska fr n v vnaden minskar  demet och d rmed storleken p  hemorroiderna. V tskeutfl det renar hemorroiderna fr n bakterier, cellul rt skr p, damm och andra ytf roreningar, samt h  ller hemorroiderna hydratiserade vilket resulterar i en minskning av sm rta, irritation, kl da och br nnande k nsla. F rminskningen av hemorroidernas storlek och en ren omgivning m jligg r en tillbakag ng av hemorroiderna och underst dder det naturliga cellul ra f rsvaret vilket resulterar i snabbare  terh mtning. Filmen skyddar  ven hemorroiderna mot t rrhet, irritation och yttre angrepp. **VIRKNINGSMEKANISME:** PILESEPTINE Spray  r en visk s, osmotisk aktiv hypertonisk l sning. N r den anv ndes p  h emoroider danner produkten en film  ver h emoroiderne og tiltr kker mekanisk hypertonisk v ske til stede under eller omkring den ber rte overflade. Denne st rke udst rmning af v ske fra v vet hj lper med   reducere  dem og dermed st rrelsen af h emoriderne. Udst rningen af v ske renser omr det med h emorider fri for forurenende stoffer (bakterier, cellul re affald, st v og andre overfladeforurenende stoffer) og holder overfladen vedvarende hydreret, som f lgelig reducerer smerte, irritation, kl e og br ndende fornemmelse. Reduktion i st rrelsen af h emoriderne og et rent milj  letter tilbageg ng af h emoriderne og underst tter det naturlige cellul re forsv r, for en hurtigere genopretning. Filmen beskytter ogs  h emoriderne mod t rhed, irritation og ydre angreb. **VIRKNINGSMEKANISME:** PILESEPTIN Spray  r en visk s, osmotisk aktiv hyperton l sning. N r den brukes p  hemoroiderne danner produktet en film som mekanisk tiltrekker seg en hypotonisk v ske xxx under eller rundt det ber rte omr det. Denne sterke utstr mmingen av v ske fra vevet bidrar til   redusere  demet og dermed st rrelsen p  hemoroiderne. V skeutstr mmingen renser hemoroiderne fri for forurensninger (bakterier, cellul r rusk, st v og andre overflateforurensninger) og holder hemoroiderne vedvarende hydratisert som f lgelig reduserer smerte, irritasjon, kl e og brennende f lelse. Reduksjon i st rrelsen p  hemoroiderne og et rent milj  fremmer en regresjon av hemoroiderne og st tter de naturlige forsvarerne for  r raske utvinning. Filmen beskytter ogs  hemoroiderne mot t rrhet, irritasjon og  kstert angrep.

ANV SNINGAR: Endast f r topikal bruk, p  utv rtes hemorroider. Reng r hemorroiderna med en tv ttlapp fuktad med fysiologisk saltl sning eller vatten. N r ytan  r torr sprayas PILESEPTIN-l sningen 3-4 g nger direkt p  hemorroiderna s  att det bildas ett tunt lager av produkten  ver hela ytan. Upprepa proceduren 3-4 g nger dagligen. **ANV NDELSE:** Kun til topikal brug, p  udvortes h emorider. Rense h emoriderne med en vaskeklud fugtet med fysiologisk saltopl sning eller vand. N r overfladen er t r, sprayes PILESEPTIN-l sningen 3-4 gange direkte p  h emoriderne for   danne et tyndt lag produkt p  hele overfladen. Gentag proceduren 3-4 gange d gligt. **BRUKSANVISNING:** Bare til topikal bruk p  utvendige hemoroider. Reng r hemoroiderne med en vaskeklud fuktet med fysiologisk saltoppl sning eller vann. N r overflaten er t rr, spr ytes PILESEPTIN direkte p  hemoroiderne slik  t et tynt lag av produkt dannes p  hele omr det. Gjenta prosedyren 3 til 4 g nge daglig.

VARNINGAR OCH F RSIKTIGHET: Tv tta h nderna innan anv ndning. Produkten  r enbart f r topikal bruk p  utv rtes hemorroider. Den skall icke sv ljas. Undvik kontakt mellan munstycket p  sprayflaskan och hemorroiderna under appliceringen. Torka av toppen av spraymunstycket med en ren pappersbit efter varje anv ndning. Anv nd inte PILESEPTIN Spray om du  r  verk nslig eller allergisk mot n gon av ingredienserna som ing r i produkten, s rskilt om du har en k nd  verk nslighet mot pepparmyntsolja. Anv nd inte PILESEPTIN Spray om du redan anv nder en annan topikal produkt f r hemorroidbehandling. Upps k l kare om f rb ttring inom 7-10 dagar uteblir. F rvaras utom r ckh ll f r barn. F rvara vid rumstemperatur, ej i fr s eller kyl. Anv nd inte produkten om sprayflaskan  r skadad, efter utg ngsdatum eller mer  n 30 dagar efter f rsta anv ndandet. **ADVARSLER OG F RSIGTHEDSREGLER:** Vask dine h nder f r brug. Kun til topikal brug, p  udvortes h emorider. Produktet b r ikke sluges. Undg  kontakt mellem spidsen p  sprayflasken og h emoriderne under anvendelse. T r spidsen af spr jten med et rent papir efter hver brug. Brug ikke PILESEPTIN Spray, hvis du  r allergisk over n gon af indholdsstofferne som ing r i dette produkt, is r hvis du har en kendt f lsomhed over for pebermynteolje. Brug ikke PILESEPTIN Spray hvis du bruger enhver anden topikal produkt for behandling af h emorider. S g l ge, hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7-10 dage. Opbevares utilg engeligt for b rn. Opbevares ved stuetemperatur. B r ikke nedfryses eller nedk les. Brug ikke produktet hvis spr yen  r beskadiget, efter udl bsdatoen, eller mere end 30 dage efter f rste brug. **FORHOLDSREGLER:** Vask hendene f r brug. Produktet er bare til topikal brug p  utvendige hemoroider. Det skal ikke svelges. Ungg  kontakt mellem spissen af spr yten og hemoroiderne under p f relse. T rk spissen af spr yten med rent papir efter hver brug. Brug ikke PILESEPTIN Spray hvis du  r sensitiv eller allergisk mot noen av ingrediensene som brukes til   forberede dette produktet, spesielt hvis du har en kjent f lsomhet for pepparmyntolje. Brug ikke PILESEPTIN Spray hvis du bruker noe annet topikal produkt for behandling av hemoroider. Kontakt lege hvis du ikke ser noen forbedringer innenfor 7 til 10 dager. Opbevares utilg engelig for barn. Lagre ved romtemperatur, ikke frys eller k l ned. Brug ikke produktet hvis spr yten er skadet, etter utl psdatoen eller mer enn 30 dager etter f rste bruk.

BIVERKNINGER: PILESEPTIN Spray har inga k nda biverkningar och  r inte farlig att sv lja. I vissa fall kan en liten lokal irritation uppkomma men den f rsvinner inom n gra minuter. PILESEPTIN Spray kan anv ndas p  barn  ver 3  r om en vuxen applicerar produkten. S kerheten vid anv ndning under graviditet eller amning har inte fastst llts. I b rst p  tillr ckliga data rekommenderas inte anv ndning hos gravida eller ammande kvinnor. **BIVIRKNINGER:** PILESEPTIN Spray har ingen k nda biverkningar och  r inte farlig att sluga. I n gla tillf lde kan der observeres en l lleirritasjon, som forsvinder efter et par minutter. PILESEPTIN Spray kan anvendes til b rn over 3  r, hvis produktet p f res af en voksen. S kerheden ved brug hos gravide eller ammande er ikke blevet fastsl t. I mangel af tilstr kkelige data anbefales det ikke at bruge dette produkt under graviditet eller amning. **BIVIRKNINGER:** PILESEPTIN Spray har ingen kj nte biverkninger og er ikke farlig ved svelging. I enkelte tilfeller kan en liten lokal iritasjon observeres men den vil forsvinne etter noen f  minutter. PILESEPTIN Spray kan brukes til barn over 3  r hvis en voksen bruker produktet. Bruksikkerhet ved graviditet eller amning har ikke blitt etablert. I mangel av tilstrekkelige data anbefales det ikke   bruke produktet under graviditet eller amning.



TILLVERKARE/TILVIRKER/TILVERKER

VITROBIO SAS

ZAC de Lavaur

63500 ISSOIRE

France/Frankrike/Frankrig/Frankrike

MADE in FRANCE

DISTRIBUT R/DISTRIBUT R/DISTRIBUT R

DRUGSSON AB

Virdings All  32B

SE-75450 UPPSALA - SVERIGE

info@doublebp.com



VACNO272
PIE-V9-0217